




INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

Rico Buggy



wydanie 1 - 01.02.2019



UWAGA! PRODUCENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SPRZĘT ZAKUPIONY U BEZPOŚREDNIEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY LIW CARE TECHNOLOGY, LUB W WYSPECJALIZOWANYM SKLEPIE MEDYCZNYM REPREZENTUJĄCYM LIW CARE TECHNOLOGY NA TERYTORIUMPOLSKI.



UWAGA! PODCZAS UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI WYROBU ORAZ PODCZAS JEGO SKŁADANIA I REGULOWANIA MECHANIZMÓW MOŻE ZAISTNIEĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO UWIĘŻNIĘCIA I/LUB ŚCIŚNIĘCIA CZĘŚCI CIAŁA UŻYTKOWNIKA / OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W OTWORACH / SZCZELINACH POMIĘDZY ELEMENTAMI. NALEŻY WYKONAĆ TE CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNIIE OSTROŻNIE. PO ZAKOŃCZENIU REGULACJI USTABILIZOWAĆ POZYCJĘ POPRZEZ DOKŁADNE DOKRĘCENIE NAKRĘTEK / ŚRUB.



UWAGA! PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA KONIECZNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA.

1 Spis treści

1	Spis treści	3
2	Wprowadzenie	3
3	Ogólne warunki bezpieczeństwa	4
4	Wskazania do stosowania wyrobu	4
5	Oznaczenie symboli	4
6	Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych	5
7	Zastosowanie Wózka Inwalidzkiego Specjalnego Dziecięcego Rico Buggy	5
8	Dane techniczne	6
9	Budowa wózka Rico Buggy	8
10	Montaż wózka Rico Buggy	8
11	Przenoszenie wózka Rico Buggy	10
12	Rama wózka Rico Buggy	11
12.1	Montaż i demontaż kół tylnych	11
12.2	Rozkładanie ramy	11
12.3	Składanie ramy	12
12.4	Przednie koła	12
12.5	Rączka do prowadzenia	13
12.6	Regulacja kąta siedziska	14
12.7	Hamulec postojowy	15
12.8	Amortyzatory tylnego zawieszenia	15
13	Siedzisko wózka	16
13.1	Regulacja kąta oparcia pleców	16
13.2	Regulacja wysokości oparcia	17
13.3	Regulacja pelot piersiowych	17
13.4	Regulacja pelot głowy	18
13.5	Regulacja pelot miednicy	18
13.6	Regulacja głębokości siedziska	19
13.7	Regulacja kąta podnóżka	20
13.8	Regulacja głębokości podnóżka	20
13.9	Regulacja wysokości i kąta platformy podnóżka	21
13.10	Regulacja i demontaż barierki	21
13.11	Budka	22
13.12	Podparcie lędźwiowe	23
13.13	Kamizelka i pasy odwodzące	23
14	Akcesoria	24
14.1	Folia przeciwdeszczowa	24
14.2	Stolik	24
14.3	Rękawiczki	25
14.4	Śpiwór	25
14.5	Zagłówek z pianki	25
14.6	Torba	26
15	Czyszczenie i konserwacja	26
16	Tabliczka znamionowa	27
17	Gwarancja / serwis	28

2 Wprowadzenie

Opracowane przez firmę LIW Care Technology Sp. z o.o. Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Rico Buggy został zaprojektowany po to, aby ułatwić codzienną opiekę nad osobami wymagającymi transportu, a których schorzenia uniemożliwiają samodzielne poruszanie się jak również utrzymanie poprawnej pozycji siedzenia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Rico Buggy był jak najprostszymi w obsłudze i jednocześnie dawała duże możliwości dopasowywania pozycji pacjenta. Wózek jest przeznaczony przede wszystkim do użytkowania przez dzieci, których waga nie przekracza 30 kg z porażeniami i niedowładami trzy lub cztero kończynowymi; przy porażeniach dwu kończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.

Przed użyciem Wózka Inwalidzkiego Specjalnego Dziecięcego Rico Buggy konieczne jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Przestrzegając wszelkich zaleceń zawartych w instrukcji unikniecie Państwo sytuacji, w których moglibyście uszkodzić urządzenie, oraz zapewnicie sobie całkowite bezpieczeństwo i komfort korzystania w całym okresie użytkowania produktu.

3 Ogólne warunki bezpieczeństwa

Największą troską firmy LIW Care Technology Sp. z o.o. jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom użytkującym nasze urządzenia. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników Wózka Inwalidzkiego Specjalnego Dziecięcego Rico Buggy należy bezwzględnie zastosować się do następujących zaleceń:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prób użytkowania urządzenia dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi i użytkowania, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
2. Upewnić się, że wszystkie informacje, zalecenia i ostrzeżenia zawarte w tych rozdziałach są w pełni zrozumiałe.
3. Nie należy pozostawiać dziecka w wózku bez nadzoru opiekuna.
4. Jeśli dziecko znajduje się w wózku, należy upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczone pasami i kamizelką.
5. Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Rico Buggy przeznaczony jest do korzystania przez jedną osobę w tym samym czasie.
6. Nieprawidłowe używanie wózka może być niebezpieczne dla zdrowia i spowodować obrażenia ciała użytkownika.
7. Podczas użytkowania i obsługi wózka oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów należy szczególnie uważać na elementy ruchome, które tworzą realne zagrożenie bezpieczeństwa typu ściśnięcie ciała w otworach lub pomiędzy elementami. Po każdej czynności regulacyjnej należy ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub oraz upewnić się czy elementy wózka znajdują się w osadzonym i zabezpieczonym położeniu.
8. Zabronione jest przewożenie dziecka w wózku Rico Buggy w czasie jazdy samochodem, tzn. siedzisko wózka nie jest fotelikiem samochodowym. Dziecko nie może przebywać w siedzisku w czasie jazdy samochodem.
9. Zabronione jest wjeżdżanie i zjeżdżanie wózkiem po schodach zarówno z dzieckiem jak i bez niego.
10. Zabronione jest przenoszenie dziecka siedzącego na siedzisku wózka.

W instrukcji urządzeń produkowanych przez firmę LIW Care Technology Sp. z o.o. znajduje się paragraf oznaczony symbolem UWAGA, którego zadaniem jest szczególnie zwrócenie uwagi na treść, jaką zawiera. Znaczenie wyżej wymienionego symbolu jest następujące:



UWAGA! Symbol ten jest używany w celu wzmocnienia uwagi czytającego na treść oznaczoną tym symbolem. **NIESTOSOWANIE SIĘ DO TREŚCI ZAWARTYCH POD TYM OZNACZENIEM MOŻE ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UŻYTKOWNIKA.**

4 Wskazania do stosowania wyrobu

Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Rico Buggy jako wyrób medyczny przeznaczony jest dla dzieci z porażeniami i niedowładami trzy lub cztery kończynowymi; przy porażeniach dwu kończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.


Wyrób medyczny Rico Buggy zalecany jest dla dzieci, u których rozpoznano:

- mózgowe porażenie dziecięce (MPD),
- dystrofie mięśniowe,
- porażenia różnego pochodzenia,
- rozczep kręgosłupa,
- przepukliny oponowo-rdzeniowe,
- stany po urazach kręgosłupa,
- stany po urazach czaszkowo-mózgowych,
- stany po udarach,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

5 Oznaczenie symboli



Nazwa producenta i data produkcji



Numer seryjny



Dopuszczalny ciężar użytkownika





Unikać kontaktu z wodą



Przestrzegać instrukcji obsługi



Strzałka wskazująca omawiany element



Strzałki wskazujące kierunek ruchu



Znak zgodności wg Dyrektywy dot. wyrobów medycznych nr 93/42 EWG zał.VII

6 Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych

Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Rico Buggy spełnia wymagania zasadnicze Dyrektywy MDD 93/42EWG dla wyrobów medycznych.

Wózek Inwalidzki Specjalny Dziecięcy Rico Buggy zgodnie z załącznikiem IX Dyrektywy 93/42 EWG jest nieinwazyjnym nieaktywnym wyrobem medycznym klasy I według reguły 1. Deklaracja zgodności urządzenia jest do uzyskania w Dziale Handlowym producenta.

7 Zastosowanie Wózka Inwalidzkiego Specjalnego Dziecięcego Rico Buggy

Wózek Rico Buggy umożliwia zwiększenie mobilności pacjentów, których schorzenia uniemożliwiają samodzielne poruszanie się. Wózek umożliwia zamontowanie siedziska zarówno przodem do kierunku jazdy jak również tyłem. Istnieje również możliwość regulacji kąta nachylenia siedziska względem podłoża w zakresie od -45° do $+45^{\circ}$.



UWAGA! Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania wyłącznie przez jedną osobę.



UWAGA! Urządzenie powinno być obciążone tylko w dozwolonym zakresie, dołączanie jakichkolwiek przedmiotów, opieranie się, może spowodować przewrócenie.



UWAGA! Przy ekstremalnych ustawieniach i niekorzystnej postawie (wychylenie się) istnieje zwiększone ryzyko przewrócenia.




UWAGA! Zabrania się przenoszenia urządzenia wraz z użytkownikiem.



UWAGA! Urządzenie przystosowane jest do jazdy po płaskich i twardych powierzchniach. Pokonywanie przeszkód takich jak schody, progi, krawędzie, możliwe jest jedynie samym urządzeniem, bez użytkownika.

8 Dane techniczne




Rys. 1

L.p.	Nazwa wymiaru	Symbol wymiaru	Rozmiar	
			1	2
1	Wysokość siedziska	SH	61 cm	61 cm
2	Długość pleców	BH	43 ÷ 60 cm	48 ÷ 65 cm
3	Wysokość pelot piersiowych	LH	14 ÷ 29 cm	18 ÷ 36 cm
4	Rozstaw pelot piersiowych	LR	16 ÷ 26 cm	16 ÷ 26 cm
5	Rozstaw pelot głowy	HR	13 ÷ 22 cm	13 ÷ 22 cm
6	Kąt oparcia pleców	BA	20° ÷ 90°	20° ÷ 90°
7	Głębokość siedziska lewa strona*	SDL	17 ÷ 29 cm	27÷39 cm
8	Głębokość siedziska prawa strona*	SDR	17 ÷ 29 cm	27÷39 cm
9	Rozstaw pelot miednicy (szerokość siedziska)	SW	17 ÷ 27 cm	17 ÷ 32 cm
10	Wysokość podnóżka	FH	18 ÷ 36 cm	18 ÷ 36 cm
11	Długość podnóżka	FL	17 cm	17 cm
12	Kąt regulacji podnóżka	FA	0° ÷ 90°	0° ÷ 90°
13	Kąt regulacji platformy	FA1	-20° ÷ 20°	-20° ÷ 20°
14	Wychylenie do tyłu	TA	-45° ÷ 45°	-45° ÷ 45°
15	Długość podstawy	BL	80 cm	80 cm
16	Szerokość podstawy	BW	58 cm	58 cm
17	Średnica koła przód	WDF	19 cm	19 cm
18	Średnica koła tył	WDR	29 cm	29 cm
19	Wysokość rączki do prowadzenia	HH	75 ÷ 118 cm	75 ÷ 118 cm
20	Maksymalna waga pacjenta		30 kg	30 kg
21	Maksymalne obciążenie wózka		33 kg	33 kg
22	Waga wózka		19 kg	19,5 kg

* - Głębokość może być regulowana niezależnie

9 Budowa wózka Rico Buggy




Rys. 2

1. Rączka prowadzenia
2. Oparcie pleców
3. Siedzisko
4. Peloty głowy (stabilizator głowy)
5. Peloty piersiowe (stabilizatory piersiowe)
6. Peloty biodrowe (stabilizatory miednicy)
7. Pałak bezpieczeństwa
8. Rama wózka
9. Koła przednie
10. Koła tylne
11. Hamulec postojowy
12. Amortyzatory tylne
13. Podnóżek
14. Kamizelka
15. Pasy stabilizujące miednicę
16. Budka ochronna


10 Montaż wózka Rico Buggy

Wózek Rico Buggy składa się z dwóch podzespołów: ramy wózka oraz siedziska. W celu przygotowania wózka do użytkowania należy na rozłożoną ramę zamontować siedzisko. Uchwyty siedziska należy osadzić na poprzeczkach ramy i docisnąć siedzisko do ramy aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku kliknięcia zatrzasków.




Rys. 3

Konstrukcja wózka umożliwia zamontowanie siedziska zarówno przodem jaki i tyłem do kierunku jazdy.



Rys. 4

W celu wypięcie siedziska z ramy należy uchwyt zamka siedziska pociągnąć do góry, następnie unieść siedzisko zdejmując je z poprzeczek ramy.




Rys. 5

11 Przenoszenie wózka Rico Buggy

Ze względów bezpieczeństwa wózek należy przenosić za jego części, osobno za siedzisko oraz osobno za ramę. Sposób przenoszenia przedstawione są na Rys. 6.



UWAGA! Niedozwolone jest przenoszenie wózka z pacjentem.



Rys. 6


12 Rama wózka Rico Buggy



UWAGA! Po każdej czynności regulacyjnej należy upewnić się, że wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.

12.1 Montaż i demontaż kół tylnych

Montaż kół tylnych odbywa się poprzez nasunięcie piasty koła na oś, aż do momentu zablokowania się zawlecзки mechanizmu blokowania koła na osi. W momencie zablokowania się zawlecзки będzie słychać charakterystyczne kliknięcie. W celu zdemontowania kół należy zawleczkę blokady koła nacisnąć, a następnie zsunąć koło z osi.



Rys. 7




UWAGA! Przed zamontowaniem koła usunąć ewentualne zabrudzenia na osi oraz kole.



UWAGA! Po zamontowaniu koła upewnić się, czy koła są prawidłowo zapięte.

12.2 Rozkładanie ramy

W celu rozłożenia ramy należy postawić wózek na podłożu, odciągnąć blokadę (1), a następnie pociągnąć za rączkę (2) do góry, aż do momentu w którym usłyszymy charakterystyczne kliknięcie blokady.




Rys. 8



UWAGA! Podczas rozkładania ramy należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość przyknięcia rąk przez elementy ruchome.

12.3 Składanie ramy

Podciągnąć do siebie uchwyty (1) po obu stronach rączki wózka, a następnie popchnąć rączkę (2) wózka do przodu składając ramę, aż do momentu zaskoczenia blokady (3) Rys. 9




Rys. 9




UWAGA! Podczas składania ramy należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość przyknięcia rąk przez elementy ruchome.

12.4 Przednie koła

Przednie koła mają możliwość blokowania kierunku jazdy "na wprost". W celu odblokowania kierunku jazdy koła, należy odciągnąć trzpień blokujący i obrócić go o 90° Rys. 10. W celu ponownego zablokowania należy przestawić trzpień blokady w pozycję wsuniętą Rys. 11. obracając trzpień do momentu jego zablokowania.




Rys. 10



Rys. 11

12.5 Rączka do prowadzenia

Nacisnąć jednocześnie przyciski (1) regulatorów z obu stron wózka, następnie ustawić rączkę na odpowiedniej wysokości. Po ustawieniu poruszyć góra – dół, by usłyszeć kliknięcie blokady Rys. 12




Rys. 12



UWAGA! Należy pamiętać, że każda dodatkowa rzecz zawieszona na rączce znacząco wpływa na stabilność wózka.

12.6 Regulacja kąta siedziska

Regulację kąta nachylenia siedziska należy wykonywać wraz z zamocowanym siedziskiem. Trzymając siedzisko za górną krawędź, wcisnąć przycisk (1) blokady zwalniacza i pociągnąć zwalniacz(2) do góry Rys. 13. Jednocześnie ustawiając żądany kąt siedziska w zakresie od 5° nachylenia do przodu do 45° odchylenia siedziska w kierunku przeciwnym. Przy regulacji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uzyskania kąta nachylenia 45° do przodu. W przypadku konieczności regulacji kąta siedziska w przypadku gdy nie ma zamontowanego siedziska, kąt ustawiamy manipulując poprzeczkami ramy do mocowania siedziska.



Rys. 13



UWAGA! Podczas regulacji kąta siedziska trzymać siedzisko za górną krawędź.




UWAGA! Podczas regulowania kąta siedziska należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość przycięcia rąk przez elementy ruchome.



UWAGA! Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kąta siedziska i oparcia pleców istnieje możliwość ustawienia pozycji, gdzie głowa dziecka znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się dziecka.

12.7 Hamulec postojowy

Blokada kół tylnych jest uruchamiana dźwignią na tylnej poprzeczce ramy. Naciskając ją, blokujemy koła tylne, podnosząc dźwignię do góry zwalniamy hamulec Rys. 14



Rys. 14



UWAGA! Należy regularnie kontrolować stan hamulca i usuwać ewentualny brud i błoto.




UWAGA! Stabilność wózka może być zagrożona w przypadku nieoczekiwanego pchnięcia, przechylenia lub oparcia się o niego.

12.8 Amortyzatory tylnego zawieszenia

Amortyzatory tylnego zawieszenia pozwalają na ustawienie dwóch poziomów komfortu elastyczności zawieszenia.

W zależności od potrzeby użytkownik może ustawić poziom twardości zawieszenia przestawiając dźwignię (1), w drugą pozycję Rys. 15. Regulacji tej należy dokonać zarówno z prawej jak i z lewej strony.



Rys. 15


13 Siedzisko wózka



UWAGA! Po każdej czynności regulacyjnej należy upewnić się, że wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.

13.1 Regulacja kąta oparcia pleców

W celu regulacji należy jedną ręką przytrzymać górną krawędź oparcia (1), a drugą pociągnąć za taśmę zwalniającą (2) Rys. 16. Po ustawieniu żądanego kąta pochylenia oparcia zwalniamy taśmę (2). Następnie poruszamy oparciem góra – dół, by blokada pozycji oparcia została zablokowana.



Rys. 16




UWAGA! Podczas regulowania kąta oparcia należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość przycięcia rąk przez elementy ruchome.



UWAGA! Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kąta oparcia pleców istnieje możliwość ustawienia pozycji, gdzie głowa dziecka znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się dziecka.

13.2 Regulacja wysokości oparcia


W celu regulacji wysokości oparcia Rys. 17 należy poluzować pokrętła blokujące (1) pelot piersiowych oraz wkręty blokujące (2). Następnie ustawić żądaną wysokość oparcia, po czym zablokować dokręcając wkręty (2). Ustawić prawidłowe położenie pelot piersiowych i dokręcić pokrętła (2) blokujące peloty.



Rys. 17

13.3 Regulacja pelot piersiowych


W celu wyregulowania położenia pelot piersiowych (2) należy poluzować pokrętła (1) Rys. 18, następnie wyregulować położenie pelot piersiowych (2). Po ustawieniu żądanej pozycji pelot dokręcić pokrętła (1) blokują przemieszczanie się pelot. Położenie peloty prawej i lewej jest niezależne i można je ustawić oddzielnie



Rys. 18

13.4 Regulacja pelot głowy


W celu wyregulowania położenia pelot głowy (2) należy poluzować pokrętła (1) Rys. 19, następnie ustawić peloty głowy (2) w żądanym położeniu i dokręcić pokrętła (1) blokując możliwość ich przemieszczania. Położenie peloty prawej i lewej jest niezależne i można je ustawić niezależnie od siebie.



Rys. 19

13.5 Regulacja pelot miednicy

W celu wyregulowania położenia pelot miednicy (1) należy poluzować pokrętła (2) Rys. 20, następnie ustawić peloty miednicy (1) w żądanym położeniu i dokręcić pokrętła (2) blokując możliwość przemieszczania się pelot. Położenie peloty prawej i lewej jest niezależne i można je ustawić oddzielnie.




Rys. 20

13.6 Regulacja głębokości siedziska

Siedzisko posiada regulację asymetrii głębokości siedziska z uwzględnieniem długości lewego/prawego uda dostosowując się do potrzeb dziecka. W tym celu można regulować oddzielnie prawą (1) i lewą (2) część platformy siedziska.


W celu regulacji należy poluzować pokrętła (3) blokujące peloty biodrowe oraz pokrętła (4) blokujące ustawienia głębokości podnóżka. W przypadku ustawienia asymetryczności platformy siedziska konieczne również będzie poluzowanie pokręteł (5) blokujących położenie prowadnic podnóżka względem platform siedziska oraz pokrętła (6) blokującego położenie klina. Po poluzowaniu koniecznych pokręteł regulujemy głębokość siedziska poprzez wysunięcie bądź wsunięcie na odpowiednią głębokość platform. Po dokonaniu regulacji dokręcamy wszystkie pokrętła (6), (5), (4) blokując położenie podnóżka, a następnie dokręcamy pokrętła (3) ustawiając peloty biodrowe w odpowiednim miejscu.



Rys. 21


13.7 Regulacja kąta podnóżka

Podnóżek siedziska wózka ma możliwość ustawienia kątowego względem siedziska. W celu odblokowania regulacji kąta należy wcisnąć przyciski zawiasów (1) i ustawić podnóżek w oczekiwanej pozycji. Blokowanie odbywa się poprzez zwolnienie przycisków i ruszenie podnóżkiem, aż do momentu zaskoczenia blokad w zawiasach.



13.8 Regulacja głębokości podnóżka


Podnóżek siedziska może być regulowany niezależnie od położenia platform siedziska. W celu ustawienia odpowiedniej głębokości należy poluzować pokrętła (1) i (2). Wyregulować położenie podnóżka wsuwając go na odpowiednią długość. Po ustawieniu dokręcamy pokrętła (1) i (2) blokując możliwość przesunięcia się podnóżka.



Rys. 22

13.9 Regulacja wysokości i kąta platformy podnóżka


W celu wyregulowania wysokości platformy podnóżka Rys. 23 należy poluzować pokrętło (1), ustawić żądaną wysokość, a następnie dokręcić pokrętło (1). Regulację kąta platformy dokonujemy luzując nakrętki (2) i ustawiając blokadę (3) kąta platformy, tak aby uzyskać odpowiednie położenie platformy podnóżka. W celu zablokowania dokręcamy nakrętki (2).



Rys. 23


13.10 Regulacja i demontaż barierki

W celu regulacji położenia barierki (2) należy nacisnąć przyciski (1) regulatora kątownego z obu stron siedziska Rys. 24. Następnie ustawić żądaną pozycję barierki. W celu zablokowania barierki należy zwolnić przyciski i poruszać barierką góra–dół, aż będzie słyszalny charakterystyczne dźwięk kliknięcia.



Rys. 24


Demontaż barierki Rys. 25 jest możliwy po wciśnięciu przycisku (2) regulatora kątownego i wyciągnięciu barierki z gniazda regulatora.



Rys. 25


13.11 Budka

W celu założenia budki należy zaczepy (1) budki wsunąć na mocowania (2) umieszczone po bokach oparcia pleców, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia zatrzasku.



Rys. 26

W celu zdemontowania budki należy nacisnąć blokadę (3) zaczepu (1) budki po obu stronach siedziska, a następnie wysunąć budkę do góry.




Rys. 27

13.12 Podparcie lędźwiowe

Siedzisko zapewnia możliwość wyprofilowania oparcia pleców. Wyprofilowanie umożliwia dopasowanie kształtu oparcia pleców do potrzeb pacjenta.

W celu uwypuklenia płyty podparcia lędźwiowego (1) należy wkręcać śrubę (2). Wykręcając śrubę (2) powodujemy zmniejszenie uwypuklenia płyty podparcia lędźwiowego



Rys. 28

13.13 Kamizelka i pasy odwodzące

Górne Paski mocujące kamizelką są mocowana bezpośrednio do stelaża oparcia siedziska. Dolne paski są wspólne dla kamizelki oraz pasów odwodzących i są mocowane do platformy siedziska. Kamizelka z paskami łączona jest za pomocą klamek zatrzaskowych. Zapięcie polega na wsunięciu obu części klamek do usłyszenia charakterystycznego „kliknięcia”. W celu odpięcia kamizelki należy nacisnąć klamerkę w jej środkowej części, aby odblokować zatrzask klamerki. Regulacja kamizeli jak i pasów

odwodzących odbywa się poprzez regulację długości pasków mocujących. Właściwa regulacja kamizelki powinna zapewniać dobrą stabilizację ciała dziecka, ale nie powinna powodować dyskomfortu.




UWAGA! Zawsze należy się upewnić czy kamizelka jest prawidłowo zapięta na wszystkie cztery zatrzaski. Brak zapięcia może narazić dziecko na wypadnięcie z wózka.

14 Akcesoria

14.1 Folia przeciwdeszczowa


Folię przeciwdeszczową należy mocować zakładając jej elastyczne krawędzie za oparcie siedziska oraz podnóżek.



Rys. 29

14.2 Stolik

W celu montażu stolika należy wypiąć barierkę siedziska. W gniazda barierki wprowadzamy mocowanie stolika. Stolik posiada możliwość regulacji głębokości oraz kąta pochylenia blatu.



Rys. 30

14.3 Rękawiczki

W celu zapewnienia komfortu opiekuna podczas spacerów służą dodatkowe rękawiczki montowane na rączce do prowadzenia wózka

14.4 Śpiwór


Śpiwór służy do zabezpieczenia nóg pacjenta przed zimnem .



Rys. 31

14.5 Zagłówek z pianki

Zagłówek umożliwia dokładniejsze podtrzymywanie głowy pacjenta. Dzięki swojej konstrukcji możliwe jest zamontowanie go pomiędzy pelotami głowy. W przypadku gdy mocowanie zagłówka z pianki ma być asymetryczne, wówczas należy zdemontować peloty głowy, co umożliwi ustawienia zagłówka w dowolnym położeniu.



Rys. 32

14.6 Torba

Torba służy do przewożenia podręcznych rzeczy. Jest zakładana na ramę wózka.

15 Czyszczenie i konserwacja

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy Rico Buggy jest urządzeniem mechanicznym o konstrukcji wykonanej z aluminium i stali pokrytej proszkową powłoką lakierniczą. Do metalowej konstrukcji urządzenia zamocowane są wkłady piankowo – gąbkowe. Pianki są osłonięte pokrowcami wykonanymi z materiałów tekstylnych. Żadna z powłok wózka nie powoduje podrażnienia skóry. Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy Rico Buggy, podobnie jak każde urządzenie medyczne, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta.

- Powłoki lakiernicze oraz elementy z tworzyw sztucznych należy czyścić ściereczką zwilżoną wodą. Dopuszcza się stosowanie łagodnych środków do czyszczenia. Odkurzać mechanicznie lub szczotką z miękkim włosiem.
- Dopuszcza się czyszczenie wkładów piankowo – gąbkowych ściereczką zwilżoną wodą z łagodnym środkiem chemicznym, po tej czynności wkład dokładnie wysuszyć w temperaturze pokojowej.
- Powinno się systematycznie dbać o ramę, usuwać brud i błoto z ruchomych części.
- Nie używać do czyszczenia środków agresywnych.
- Nie należy prać tapicerki siedziska w pralce.
- Należy unikać dłuższej ekspozycji na światło słoneczne, a przed włożeniem dziecka do wózka sprawdzić temperaturę siedziska.




UWAGA! Przed ponownym użyciem wózka tapicerka powinna być sucha.



UWAGA! Wózek powinien być konserwowany co najmniej raz w roku (co 12 m-cy) przez wykwalifikowanego serwisanta. W trakcie konserwacji należy przeprowadzić przegląd bezpieczeństwa wózka - sprawdzeniu podlega stan połączeń ruchomych, mechanizmów zatrasków i regulacji. Okresowy przegląd urządzenia zapewnia długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

16 Tabliczka znamionowa



Rys. 33

17 Gwarancja / serwis

W przypadku zauważenia usterek lub wystąpienia uszkodzeń należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia i skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. Uszkodzone urządzenie należy zabezpieczyć przed powiększaniem się obszaru uszkodzeń. Nie wolno przystępować do samodzielnej naprawy urządzenia. Nie wolno zastępować oryginalnych części urządzenia częściami wykonanymi we własnym zakresie lub pochodzącymi z innego źródła niż zaleca producent.

- Jeżeli użytkownik zrezygnuje z dalszej eksploatacji urządzenia to jest zobowiązany do jego likwidacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
- Producent określa czas życia wyrobu na 5 lat.
- Serwis pogwarancyjny urządzenia wykonuje producent.

Dane kontaktowe serwisu:

LIW Care Technology Sp. z o.o., ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź.

www.liwcare.pl

email: reklamacje@liwcare.pl

- Aktualne dane adresowe są dostępne na stronie internetowej www.liwcare.pl.
- Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej, która jest integralną częścią niniejszej instrukcji. Karta gwarancyjna znajduje się na ostatniej stronie.

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

1. Producent urządzeń rehabilitacyjnych LIW Care Technology Sp. z o.o. (ul. Golfowa 7, 94-406 Łódź) gwarantuje, że sprzedaje urządzenie sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych, itp. i że urządzenie pozostanie wolne od tych wad w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje zapewnienia o użyteczności produktu dla potrzeb kupującego.
2. LIW Care Technology Sp. z o.o. udziela dwuletniej gwarancji na jej produkty licząc od daty pierwszego zakupu.
3. Dowodem udzielenia gwarancji jest wyłącznie niniejsza karta gwarancyjna wydana przez sprzedawcę kupującemu. Do przeniesienia uprawnień z gwarancji konieczne jest przeniesienie posiadania karty gwarancyjnej.
4. W przypadku stwierdzenia w okresie ważności gwarancji – wady lub uszkodzenia sprzętu - zostanie ona bezpłatnie usunięta. W przypadku konieczności wymiany części produktu, uszkodzona część staje się własnością LIW Care Technology Sp. z o.o. i nie podlega zwrotowi korzystającemu z gwarancji.
5. Korzystający z gwarancji zobowiązany jest zgłosić wadę fizyczną towaru ujawnioną w okresie trwania gwarancji za pośrednictwem formularza na stronie www.liwcare.pl, po wcześniejszym zalogowaniu się w „strefie KLIENTA”, listownie na adres siedziby LIW Care Technology Sp. z o.o. lub telefonicznie pod nr 0-42 212-35-18
6. Korzystający z gwarancji zobowiązany jest po zgłoszeniu wady dostarczyć sprzęt wraz z kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu (Faktura VAT lub paragon) na koszt producenta do jego siedziby. W braku dostarczenia dowodu zakupu, za datę pierwszego zakupu produktu (początku biegu okresu gwarancji) będzie uznana data jego dostawy.
7. Sprzęt dostarczany do serwisu powinien posiadać czystą tapicerkę, a w przypadku niemożności wyczyszczenia, tapicerka powinna być zdjęta. W przypadku dostarczenia do serwisu brudnego sprzętu, producent ma prawo odmówić naprawy.
8. Gwarancji nie podlegają:
 - zużyte elementy i części, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek niewłaściwego użytkowania (w szczególności, lecz nie wyłącznie wskutek użytkowania niezgodnego z wydaną instrukcją obsługi bądź w nieodpowiednich warunkach) lub niewłaściwego przechowywania produktu,
 - uszkodzenia spowodowane przeróbkami, regulacjami, dopasowaniami i zmianami konstrukcyjnymi wykonanymi przez użytkownika produktu lub osoby trzecie,
 - uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym czyszczeniem lub konserwacją wykonanymi przez użytkownika produktu lub osoby trzecie,
 - uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem bądź normalnym starzeniem się produktu,
 - uszkodzenia spowodowane zaniedbaniami po stronie użytkownika produktu (w szczególności, lecz nie wyłącznie w konserwacji i czyszczeniu produktu),
 - uszkodzenia spowodowane siłą wyższą,
 - uszkodzenia związane z czynnikami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, w tym zalania).
9. Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Gwarancja nie obejmuje regulacji i dopasowania odbywającego się w okresie gwarancyjnym, gdyż nie stanowią one wad produktu.
11. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest dostarczenie produktu do producenta w bezpiecznym opakowaniu. – oryginalne opakowanie produktu jest najlepsze do tego celu. W przypadku, w którym korzystający z gwarancji nie dostarczy produktu w oryginalnym opakowaniu, opakowanie produktu musi spełniać następujące wymagania minimalne: sztywne pudełko z nienaruszonymi ściankami, zabezpieczenie wszystkich elementów produktu osobno, użycie odpowiedniego materiału amortyzującego, użycie mocnej taśmy przeznaczonej do owijania przesyłek, odpowiednie oznaczenie adresu nadawcy i LIW Care Technology Sp. z o.o. LIW Care Technology Sp. z o.o. nie odpowiada za i nie udziela gwarancji na uszkodzenia produktu powstałe wskutek transportu w nieoryginalnym opakowaniu.
12. Naprawa gwarancyjna bądź wymiana gwarancyjna zostaną w miarę możliwości dokonane w terminie 30 dni od prawidłowego dostarczenia produktu przez korzystającego z gwarancji do LIW Care Technology Sp. z o.o.
13. Po naprawie gwarancyjnej produkt zostanie dostarczony na koszt LIW Care Technology Sp. z o.o. na adres korzystającego z gwarancji. W przypadku nieodebrania naprawionego produktu przez korzystającego z gwarancji, będzie on zobowiązany ponieść wszystkie związane z tym koszty LIW Care Technology Sp. z o.o., w tym koszty przechowywania i transportu produktu.
14. Udzielenie przez LIW Care Technology Sp. z o.o. gwarancji jakości na produkt nie wpływa na inne ewentualne uprawnienia kupującego.

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu, życzymy efektów w leczeniu i rehabilitacji z wykorzystaniem tego urządzenia.

WAŻNE!

PROSZĘ ZACHOWAĆ KARTĘ GWARANCYJNĄ W BEZPIECZNYM MIEJSCU.

LIW Care Technology Sp. z o.o. wymaga dostarczenia tego dokumentu przed akceptacją naprawy gwarancyjnej.

Nazwa sprzętu/model:

Numer fabryczny:.....

Data sprzedaży:.....

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

p.	Data zgłoszenia naprawy	Opis czynności	Data zakończenia naprawy	Pieczęć i podpis dokonującego naprawy