

## DANE TECHNICZNE

	LIFE	LIFE SA	LIFE R	LIFE R SA	LIFE i
Maks. waga użytkownika:	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	140 kg
Szerokość siedziska:	36 - 50 cm	36 - 50 cm	34 - 48 cm	34 - 48 cm	34 - 50 cm
Głębokość siedziska:	36 - 50 cm	36 - 50 cm	36 - 50 cm	36 - 50 cm	36 - 50 cm
Wysokość siedziska (przód):	40 - 54 cm	40 - 54 cm	39 - 50 cm	39 - 50 cm	38 - 54 cm
Wysokość siedziska (tył):	40 - 50 cm	40 - 50 cm	36 - 45 cm	36 - 45 cm	37 - 51 cm
Wysokość oparcia:	25 - 47,5 cm	25 - 47,5 cm	25 - 45 cm	25 - 45 cm	38 - 50 cm
Kąt oparcia:	-12° do +12°	-12° do +12°	-12° do +8°	-12° do +8°	-5° do 25°
Środek ciężkości (COG):	2,2 - 8,2 cm	2,2 - 8,2 cm	2,2 - 8,2 cm	2,2 - 8,2 cm	1 - 5 cm
Pochylenie kół:	0° - 4°	0° - 4°	0° - 4°	0° - 4°	0° i 3°
Przedni kąt ramy:	75°; 85°; 85° z taliowaniem 2 cm	80° i 70°	75°; 85°; 85° z taliowaniem 2 cm	80° i 70°	80° i 70°
Waga wózka:	od 11 kg	od 11 kg	od 11 kg	od 11 kg	od 15 kg
Kolory ramy:	30	30	30	30	30
Crash test	tak	tak	tak	tak	tak

**QUICKIE**  
Live without limits.

# RODZINA WÓZKÓW LIFE



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

ul. Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: [pl@sunrise-medical.pl](mailto:pl@sunrise-medical.pl)

[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)

# NOWA RODZINA WÓZKÓW LIFE



ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA.  
NOWA RODZINA WÓZKÓW QUICKIE LIFE  
ZAPEWNIĄ WIĘCEJ SWOBODY NIŻ  
KIEDYKOLWIEK.

LIFE to lekkie, wytrzymałe, stylowe i ekonomiczne wózki.

Nowe wersje sztywnej ramy oraz liczne dodatki i zmiany sprawiają,  
że dopasowanie wózka LIFE jest teraz bardzo łatwe.

## LIFE

Składana rama,  
stały przód



**LIFE SA**  
Składana rama,  
odchylane podnóżki

## LIFE R

Sztwna rama,  
stały przód



**LIFE R SA**  
Sztwna rama,  
odchylane podnóżki

## LIFE i

Składana rama,  
odchylane podnóżki



# QUICKIE LIFE

## LIFE DLA AKTYWNYCH

Masz dziś rano spotkanie biznesowe?  
Przygotowujesz się na wycieczkę na łono  
natury? Niezależnie od tego, co planujesz, wózek  
LIFE jest zawsze gotowy.

Dzięki pełnemu zakresowi regulacji i licznym opcjom konfiguracji  
wszystkich czterech wersji ramy, wózek QUICKIE LIFE jest doskonałym  
rozwiązaniem dla osób prowadzących aktywny styl życia.

Czy trzeba zatrzymywać się w tym punkcie?  
Dostosuj wózek LIFE do swoich preferencji przy użyciu bogatej gamy osłon  
bocznych, podłokietników, podnóżków, kół i obręczy.  
Pokaz swój styl dzięki jednemu z 29 dostępnych kolorów ramy i  
anodyzowanym elementom.



LIFE



**LIFE SA**  
Składana rama,  
odchylane podnóżki



## SKONFIGURUJ SWÓJ WÓZEK, DO WYBORU RÓŻNE WERSJE, KĄTY, GIĘCIA I DŁUGOŚĆ RAMY



### // SIĘMIOSTOPNIOWA REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Pochylenie tylnych kół w zakresie od 0° do 4°, 4 położenia środka ciężkości (od bardzo dynamicznego - 8,3 cm, po bardziej pasywny - 2,3 cm).



### // RAMA AKTYWNA (OPCJONALNIE)

Kompaktowa rama (85°) dla bardziej aktywnych użytkowników. Dostępna również w wersji z 2-centymetrowym taliowaniem.



### // NOWOCZESNY KSZTAŁT PODŁOKIETNIKA Z PODUSZKĄ

Większa sztywność i świetne wzornictwo.



### // NOWA BLOKADA ZABEZPIEZAJĄCA WÓZEK PO ZŁOŻENIU

Obsługiwana jedną ręką, nie pozwala na samoczynne rozłożenie się wózka.



### // OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA (OPCJA)

Lekki i łatwy w regulacji. Regulacja kąta w zakresie 20°, od -12° to +8° w skokach co 4°.



### // LEKKI PODNÓŻEK Z PLATFORMĄ

Lekki z regulacją kąta i głębokości.



### // JEDNOSŁUPKOWY PODŁOKIETNIK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Ułatwia przesiadanie się i zapewnia doskonałe podparcie dla ręki.



### // LEKKIE KÓŁKA ANTYWYWROTNE

Podwyższona stabilność bez nadmiaru dodatkowej masy.

# LIFE R

WÓZEK O BUDOWIE  
MODUŁOWEJ



**SZTYWNY, WYTRZYMAŁY I TRWAŁY WÓZEK  
LIFE R POWSTAŁ Z MYŚLĄ O POPRAWIENIU JAKOŚCI ŻYCIA  
TERAZ I NA WIELE LAT PRZYSZŁOŚĆ...**

Niezależnie od tego, co przytrafi Ci się podczas aktywnego dnia, wózek LIFE R pozwoli Ci być zawsze na właściwej drodze.

Dostępny w wersji ze stałym przodem lub odchylanymi podnóżkami, nowy wózek LIFE R ma konstrukcję modułową, co oznacza, że przód ramy można zmieniać, aby zwiększyć głębokość siedziska lub modyfikować typ ramy.

Rama ze stałym przodem występuje w wersjach z różnymi kątami gięcia (75°, 85° i 85° z taliowaniem ramy) oraz w czterech różnych długościach.

Rama z odchylanymi podnóżkami jest dostępna z dwoma kątami gięcia (70° i 80°), z różnymi typami podnóżków i w trzech długościach.



# LIFE R



**LIFE R SA**  
Szttywna rama,  
odchylane podnóżki

## SKONFIGURUJ SWÓJ WÓZEK, DO WYBORU RÓŻNE WERSJE, KĄTY, GIĘCIA I DŁUGOŚĆ RAMY



### // SIĘDMIÓSTOPNIOWA REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Pochylenie tylnych kół w zakresie od 0° do 4°, cztery położenia środka ciężkości (od bardzo dynamicznego 8,3 po bardziej pasywny 2,3 cm).



### // RAMA AKTYWNA (OPCJONALNIE)

Kompaktowa rama (85°) z taliowaniem 2 cm dla aktywniejszych użytkowników.



### // ŁATWA I SZYBKA REGULACJA KĄTA WIDEŁEK

Rozszerzony zakres kątów zapewnia optymalne właściwości jezdne.



### // OŚ TYPU HANDBIKE

Zapewnia dodatkową stabilność, gdy wózek jest używany w połączeniu z przystawką rowerową.



### // OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA (OPCJONALNIE)

Lekkie i łatwe w regulacji. Regulacja kąta w zakresie 20°, od -12° do +8° w skokach co 4°.



### // LEKKI PODNÓŻEK Z PLATFORMĄ

Regulacja kąta i głębokości. Dostępny w wersji kompozytowej lub aluminiowej.



### // JEDNOSŁUPKOWY PODŁOKIETNIK Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Ułatwia przesiadanie się i zapewnia doskonałe podparcie dla ręki.



### // AKTYWNE, ODCHYLANE UCHWYTY PODNÓŻKÓW (OPCJONALNIE)

Nowoczesny i aktywny wygląd. Dostępne w wersji 70° i 80°.

# LIFE i DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

**LIFE i**  
ODPOWIEDNIE DOSTOSOWANIE  
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB.

Szerokie możliwości regulacji wózka LIFE i sprawiają, że jest to idealny wybór dla użytkowników z postępującymi schorzeniami neurologicznymi takimi jak udar, ALS czy stwardnienie rozsiane. Wszechstronne funkcje dostosowawcze sprawiają, że LIFE i zawsze współgra ze zmieniającymi się wymaganiami użytkownika.

Pacjenci po udarach często dotknięci są połowicznym porażeniem. Opcja napędu i blokady kół na jedną rękę, bocznego stolika lub podłokietników Hemi to duże wsparcie w takich przypadkach. Również opcja małej wysokości siedziska stworzona jest z myślą o pacjentach napędzających wózek stopami. W przypadku stwardnienia rozsianego i ALS odchylane oparcie z regulacją kąta w połączeniu z oparciami JAY zapewniają optymalną postawę tułowia. Z możliwością regulacji w małych krokach co 1 cm przedniej i tylnej wysokości siedziska kąt może być na bieżąco dostosowywany to zmieniających się potrzeb.



# LIFE i

DOSTOSOWANY DO  
TWOICH POTRZEB



Opcje i wyposażenie wózka LIFE i – Konfiguruj wózek wg własnych potrzeb. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia.



#### // ŁATWA REGULACJA PRZEDNIEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA

Pełny zakres wysokości od 38 do 54 cm, zaprojektowany z myślą o terapii neurologicznej. Idealny również do napędzania wózka stopami.



#### // WSZECHSTRONNIE REGULOWANY ELEMENT TYLNEJ WYS. SIEDZISKA

Za pomocą jednego elementu można regulować wysokość tylną siedziska, środek ciężkości i pochylenie kół.



#### // ZWIĘKSZENIE GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA

Głębokość siedziska może być dostosowana poprzez przesunięcie rurek tylnych, a tapicerka może być wydłużona lub skrócona o 4 cm.



#### // OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA

To proste w regulacji oparcie zapewnia zmianę kąta w zakresie 30° od -5° do +25°. Dostępne są również oparcia stałe i odchylane.



#### // STOLIK BOCZNY

Stolik boczny dla pacjentów np. po udarze. Można go montować po lewej lub prawej stronie.



#### // PODŁOKIETNIK HEMI

Podłokietnik zapewnia dobrą pozycję ramienia, zwłaszcza użytkownikom z połowicznym porażeniem.



#### // PELOTA BOCZNA

Dla wyższej stabilności tułowia. Można regulować wysokość, kąt i głębokość.



#### // OPARCIA I PODUSZKI JAY

Wózek może być wyposażony w produkty z serii Jay, w celu uzyskania optymalnej stabilności.