

Akcesoria krzesła HMN

KATEGORIA	OPIS	OBRAZ	MODELE KRZESEŁ
SIEDZISKA	Siedziska zapobiegające wrzodom i odciskom, bądź w kształcie podkowy		
PODŁOKIETNIKI	Podłokietniki z zwiększoną odległością pomiędzy nimi, bądź zmniejszoną		Wszystkie modele oprócz <i>Flexi-tip</i> i <i>Nielsen Line</i>
PODNOŻKI	Regulowane		Wszystkie modele oprócz <i>M2 200 kg's</i> , <i>M2 300 kg's</i> i <i>M2 Mini</i>
PAS - STOPER	Zapobiega ześlizgiwaniu się nóg z podnóżków		Wszystkie modele
WSPARCIE GŁOWY	Z możliwością dostosowania wysokości, bądź wysokości i głębokości		Wszystkie modele
WIADRA	Montowane pod siedziskiem		Wszystkie modele oprócz <i>M2 Mini</i>
MIĘKKIE WSPARCIE PLECÓW	Zapinane na zamek		Wszystkie modele
WSPARCIE TUŁOWIA		Wszystkie modele	
BOCZNE WSPARCIE POSTAWY	Z regulowaną głębokością		Wszystkie modele
PAS	Zapinany na rzep, obwód pacjenta nie większy niż 150 cm		Wszystkie modele
KÓŁKA	100 lub 125 mm, z hamulcem lub nie		Wszystkie modele
POPZRZECZKA	Służy do podparcia się z przodu		Wszystkie modele oprócz <i>M2 200 kg</i> , <i>M2 300 kg's</i> , <i>M2 small</i> i <i>M2 mini</i>
STATYW DO KROPLÓWKI	Gotowy do zamontowania do krzesła		Wszystkie modele oprócz <i>M2-Tip</i>